



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Aneurin Bevan
University Health Board

Gwahanol fathau o Siswrn

Sisyrnau Easi-Grip a Mini Easi-Grip

Mae Siswrn Easi-Grip® Mini dwy ran o dair yn llai o faint Siswrn Easi-Grip® safonol ac mae'n ddelfrydol ar gyfer datblygu sgiliau siswrn Blynnyddoedd Cynnar neu ar gyfer anghenion arbennig oherwydd dwylo gwan neu ddwylo bach. Gellir defnyddio'r fersiynau oedolion a'r fersiynau plant yn y rhan fwyaf o achosion gyda'r llaw chwith a'r llaw dde.



Long Loop Easi-Grip Scissors

Mae Long Loop Easi-Grip® Scissors yn siswrn hunan-agor ysgafn iawn ac maent yn rhoi budd ychwanegol gan bod ganddynt handlen dolen hir sy'n rhoi mwy o sefydlogrwydd. Maent wedi'u cynllunio ar gyfer y rheiny sydd â dwylo a garddynau gwan neu'r rheiny nad ydynt yn gallu defnyddio siswrn arddull confensiynol oherwydd bod eu cymalau wedi chwyddo ac yn boenus.



Long Loop Scissors

Dyluniwyd ein Siswrn Dolen Hir gyda dolen estynedig er mwyn rhoi mwy o gryfder a rheolaeth wrth dorri. Maent yn helpu plant sydd â rheolaeth motor gwan, gan gynnwys y rhai â dyspracsia a chyflyrau tebyg



Long Loop Self-Opening Scissors

Dyluniwyd y Siswrn Hunan-Agor Dolen Hir gyda dolen estynedig er mwyn rhoi mwy o gryfder a rheolaeth wrth dorri ac maent yn rhoi budd ychwanegol gan bod ganddynt sbring sydd wedi'i guddio sy'n ailagor y siswrn yn awtomatig, gan ganiatáu i'r plentyn ganolbwyntio ar drin y papur a chyfarwyddo'r toriad.



Child Self-Opening Scissors

Siswrn arddull confensiynol gyda sbring cudd a fydd yn gorfodi'r llafnau yn ôl i safle agored ar ôl i'r plentyn ollwng ei afael. Mae ein Siswrn Hunan-Agor ar gyfer Plant yn ddelfrydol ar gyfer plant mewn lleoliad prif ffrwd sydd angen rhywfaint o gymorth ychwanegol wrth ddefnyddio siswrn.



Standard Left Hand Scissors

Mae gan y siswrn llaw chwith safonol hyn ardal fwy ar gyfer cyswllt gyda'r bysedd sy'n eu gwneud yn gyffyrddus i'w defnyddio wrth dorri papur a cherdyn tenau allan. Delfrydol i'w ddefnyddio gartref neu yn yr ysgol.



Dual Control Teaching Scissors

Datblygwyd ein Dual Control Teaching Scissors trwy ymgynghori â Therapyddion Galwedigaethol i a'i nod yw cynorthwyo plant sydd â chydlynad gwael rhwng y llaw a'r llygaid, nad oes ganddynt y cryfder i wneud y weithred o dorri, sydd â llaw sigledig a phlant nad ydynt yn gallu gosod y siswrn mewn man cychwynnol.





GIG
CYMRU
NHS
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Aneurin Bevan
University Health Board

Sisyrnau Arbenigol

Push Down Table Top Scissors

Mae'r Push Down Table Top Scissors yn hawdd eu defnyddio, dim ond gweithred gwthio i lawr ar yr handlen siâp "T" sydd ei angen. Bydd y sbring yn ailagor y siswrn yn awtomatig unwaith y bydd y pwysau yn cael ei ryddhau. Gellir ei ddefnyddio naill ai trwy gadw'r papur mewn man sefydlog a "gwthio'r" siswrn yn eu blaenau gyda phob gweithred dorri; neu drwy gadw'r siswrn yn sefydlog (gall mat Dycem® helpu gyda hyn) a symud y papur tuag at y siswrn.



Mounted Table Top Scissors

Mae'r Mounted Table Top Scissors wedi'u cynllunio i'w defnyddio gan y rhai sydd ag ychydig iawn o gryfder a rheolaeth, neu gellir eu defnyddio trwy ddefnyddio un llaw. Yn syml, dylid gwthio'r papur neu'r cerdyn ar hyd y sylfaen nes ei fod yn ei le, yna gwthio'r handlen siâp "T" i dorri. Bydd y sbring cudd yn ailagor y llafnau'n barod ar gyfer y toriad nesaf yn awtomatig. Yn aml mae'n fanteisiol defnyddio'r llaw fwy deheuig i drin y papur tra bo'r llaw yr effeithir arni yn gweithio'r siswrn. Mae'r mounted table top scissors yn dod gyda dewis o sylfaeni. Mae'r sylfaen bren gyda sribedi Dycem® ar gyfer sefydlogrwydd, neu'r sylfaen blastig gyda thraed rwber, sy'n ysgafn, ond yn sefydlog.

